

Lumiprobe Corporation

115 Airport Dr Suite 160 Westminster, Maryland 21157

美国

电话: +1 888 973 6353 传真: +1 888 973 6354

电子邮件: <u>order@lumiprobe.com</u>

铜 (II)-TBTA 催化缓冲液,1.5x (Copper(II)-TBTA catalytic buffer, 1.5x)

 $\underline{http:/\!/cn.lumiprobe.com/p\!/click-chemistry-buffer}$

即用型点击化学催化缓冲液 (pH 7.0),含有铜 (II)、TBTA、醋酸三乙铵和 DMSO。缓冲液的浓度为1.5×。 该试剂适用于寡核苷酸和小分子等核酸的修饰。

铜(II) 应在反应前立即还原为铜(I)。 抗坏血酸 是推荐的还原剂。

外 蓝色液体 观

储 储存: 收到后在 +4 或 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下可保存长达 3 周。

法 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊律 断、人类或动物用途,以及商业用途 。 声