

---

## KeepRNA、RNA 稳定和储存解决方案 (KeepRNA, Stabilization and Storage Solution for RNA)

<http://cn.lumiprobe.com/p/rnalater-stabilization-solution-for-rna>

KeepRNA 是一种无毒水溶液, 可快速渗透细胞和组织并保护 RNA 免遭降解。该溶液是 RNeasy™ 的完全类似物。KeepRNA 用于快速稳定和储存组织和细胞培养物中的细胞 RNA。该溶液允许样品在室温下储存和运输长达 7 天, 或在 4°C 下约 1 个月, 无需耗时的快速 RNA 分离程序或组织冷冻。

细胞和组织在KeepRNA中保存后, 可用于进一步分离mRNA和总RNA以及用于组织学和免疫化学的方法。从组织碎片中分离出的RNA在KeepRNA中储存后, 保留其定性和定量组成, 可进一步用于任何分子生物学操作。

如果储存过程中出现沉淀, 请将溶液加热至 37°C 并搅拌使其重新溶解。

---

外 无色液体  
观

质 功能测试  
量 控制  
控 制

储 收到后室温下12个月。  
存 条件

法 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。  
声 明

RNAIater 是 Ambion, Inc. 的注册商标。