



FAM 亚磷酰胺, 6-异构体 (FAM phosphoramidite, 6-isomer)

<http://cn.lumiprobe.com/p/6-fam-phosphoramidite>

标准的荧光素 (FAM) 亚磷酰胺, 用于 5'端寡核苷酸的标记, 为单一异构体纯度。这种高纯度的 amidite 试剂可确保与各种反应物获得出色的偶联结果。寡核苷酸制造商可以获取样品和特别优惠。如需批量供应该试剂, 请联系我们。



外观:

分子 843.94

量:

CAS 204697-37-0

编号:

分子 $C_{46}H_{56}N_3O_{10}P$

式:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

激发/ 492

吸收

极大

值,

纳米:

ϵ , 摩

尔吸

光系

数 m^2

发射 517

极大

值,

纳米:

荧光 0.93

量子

产率:

CF_{260} : 0.22

CF_{280} : 0.17

稀释

剂:

偶联

条件:

切割

条件:

解保

护条

件: