


## 炔基马来酰亚胺 (Alkyne maleimide)

<http://cn.lumiprobe.com/p/alkyne-maleimide>

炔基马来酰亚胺是一种双功能连接试剂, 可将末端炔基连接至各种含巯基的分子上, 如含有半胱氨酸残基的蛋白质。然后, 通过铜催化的点击化学反应, 炔基可以与各种叠氮化物结合。



外观:  
质谱 234.1  
M+  
增量:  
分子 234.25  
分子量:  
分子式:  $C_{12}H_{14}N_2O_3$   
溶解度:  
质量控制:  
储存条件:  
法律声明:  
本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。