


炔基马来酰亚胺 (Alkyne maleimide)

<http://cn.lumiprobe.com/p/alkyne-maleimide>

炔基马来酰亚胺是一种双功能连接试剂，可将末端炔基连接至各种含巯基的分子上，如含有半胱氨酸残基的蛋白质。然后，通过铜催化的点击化学反应，炔基可以与各种叠氮化物结合。



外观:

质谱 234.1

M+

增量:

分子 234.25

分子量:

分子式: $C_{12}H_{14}N_2O_3$

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明:

法律

声明:

说明:

说明: