


## Alkyne-PEG3-OH

<http://cn.lumiprobe.com/p/alkyne-peg3-oh-208827-90-1>

Alkyne PEG3 OH (mono-propargyl triethylene glycol) is a bifunctional PEG3 based linker with both an alkyne and an OH group. It can be used to add alkyne groups to various molecules for subsequent Click chemistry applications.



外观:

分子 188.22

量:

CAS 208827-90-1

编号:

分子 C<sub>9</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>

式:

IUPAC 2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6,9-trioxadodecyne-11-ol-1

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊断、人类或动物用途，以及商业用途。