


ALS-1 表面活性剂 (ALS-1 Surfactant)

<http://cn.lumiprobe.com/p/als-1-surfactant>

ALS-1 (酸-不稳定表面活性剂-1) 是一种与质谱 (MS) 兼容的阴离子表面活性剂, 用于在蛋白质组学中溶解和解折叠蛋白质。ALS-1 显著缩短蛋白质水解消化时间, 促进耐蛋白水解的蛋白质的裂解, 并增强疏水性肽和蛋白质的溶解度。



外观: 白色到白色泡沫

分子 416.56

量:

CAS 308818-13-5

编号:

分子 C₁₉H₃₇NaO₆S

式:

IUPAC Sodium 3-[(2-methyl-2-undecyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-1-propanesulfonate

名称:

溶解 DMSO、水、甲醇

度:

质量 NMR ¹H and HPLC-MS (95+%)

控制:

储存 收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。