


抗坏血酸 (Ascorbic acid)

<http://cn.lumiprobe.com/p/ascorbic-acid>

抗坏血酸推荐将 copper(II) 还原为用于催化点击反应的活性copper(I)形式。



外观: 无色固体

分子量: 176.12

CAS 编号: 50-81-7

分子式: $C_6H_8O_6$

溶解度: 适合水

质量控制: 功能测试

储存条件: 收到后在 -20°C 下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

法律声明: