


## Azide-PEG3-amine

<http://cn.lumiprobe.com/p/azido-peg3-amine-cas-166388-57-4>

Azide-PEG3-amine is a bifunctional reagent with an azide group, and an amine group flanking triethylene glycol. This linker is useful for the conjugation of carboxylic derivatives (by acylation of the amine group) with alkynes (via a click chemistry reaction).



外观:

分子 174.2  
量:

CAS 166388-57-4  
编号:

分子 C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>  
式:

IUPAC 1-Amino-8-azido-3,6-dioxaoctane  
名称:

溶解  
度:

质量  
控制:

储存  
条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊  
声明: 断、人类或动物用途，以及商业用途。