

---

## 3-Azidopropanol

<http://cn.lumiprobe.com/p/azidopropanol-72320-38-8>

Azidopropanol is a bifunctional synthon carrying azide and hydroxyl groups. It can be used for the click chemistry or Staudinger ligation involving its azide group.

Hydroxyl group can be functionalized in a non-aqueous environment by means of reaction with CDI and subsequent coupling with amines producing carbamates.

---

外观:

分子 101.11

量:

CAS 72320-38-8

编号:

分子  $C_3H_7N_3O$

式:

IUPAC 3-azidopropanol-1

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊断、人类或动物用途，以及商业用途。