


BDP® 493/503 lipid stain

<http://cn.lumiprobe.com/p/bdp-493-503-lipid-stain>

BDP 493/503 is a green fluorescent borondipyrromethene dye for lipid labeling. It is used for cell membrane visualization in microscopy, as well as for staining and tracing of hydrophobic media.



外观:

分子 262.11

量:

CAS 121207-31-6

编号:

分子 $C_{14}H_{17}N_2BF_2$

式:

IUPAC [2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoroboron

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。