



BDP® 505/515 lipid stain

<http://cn.lumiprobe.com/p/bdp-505-515-lipid-stain>

BDP 505/515 is a borondipyrromethene fluorescent staining dye for lipid membranes. It is very bright and possesses excellent stability under excitation irradiation.



外观:
分子 248.08
量:
CAS 21658-70-8
编号:
分子 $C_{13}H_{13}N_2BF_2$
式:
溶解
度:
质量
控制:
储存
条件:

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途。

激发/吸收
极大
值,
纳
米:
502
发射/吸收
极大
值,
纳
米:
512