



## BDP® 505/515 lipid stain

<http://cn.lumiprobe.com/p/bdp-505-515-lipid-stain>

BDP 505/515 is a borondipyrromethene fluorescent staining dye for lipid membranes. It is very bright and possesses excellent stability under excitation irradiation.



外观:  
分子 248.08  
量:  
CAS 21658-70-8  
编号:  
分子 C<sub>13</sub>H<sub>13</sub>N<sub>2</sub>BF<sub>2</sub>  
式:  
溶解  
度:  
质量  
控制:  
储存  
条件:

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途。

激发/吸收  
极大  
值,  
纳  
米:  
502  
发射/吸收  
极大  
值,  
纳  
米:  
512