


(C5DC) Glutaryl-L-carnitine-d6

<http://cn.lumiprobe.com/p/c5dc-glutaryl-l-carnitine-d6>

Glutaryl-L-carnitine-d6 — deuterated acylcarnitine can be used to quantify its physiological counterpart in a variety of biological samples using mass spectrometry to study metabolic profiles and monitor the function of associated enzymes.



外 观 白色固体

分 子 量 317.80

分 子 式

$C_{12}H_{16}D_6ClNO_6$

溶 解 度 DMF、DMSO、乙醇

质 量 控 制

储 存 条 件 收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法 律 断 声 明

本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊断、人类或动物用途，以及商业用途。