


## (C5DC) Glutaryl-L-carnitine-d6

<http://cn.lumiprobe.com/p/c5dc-glutaryl-l-carnitine-d6>

Glutaryl-L-carnitine-d6 — deuterated acylcarnitine can be used to quantify its physiological counterpart in a variety of biological samples using mass spectrometry to study metabolic profiles and monitor the function of associated enzymes.



外观  
白色固体

分子量  
317.80

分子式  
 $C_{12}H_{16}D_6ClNO_6$

溶解度  
DMF、DMSO、乙醇

质量控制  
NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

储存条件  
收到后在  $-20^{\circ}C$  黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法律声明  
本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。