


D,L-精氨酸-d3 (D,L-Arginine-d3)

<http://cn.lumiprobe.com/p/d-l-arginine-d3>

D,L-精氨酸-2,3,3-d3 盐酸盐是一种稳定同位素标记的 L-精氨酸衍生物。D,L-精氨酸-d3 拟作为串联质谱 (MS-MS) 结合 UPLC、HPLC 或 GC定量 L-精氨酸的内标。



外 白色固体

观

分 213.68

子

量

分 $C_6H_{12}D_3ClN_4O_2$

子

式

溶 在水里

解

度

质 NMR 1H 和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

量

控

制

储 收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

存

条

件

法 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊

律 断、人类或动物用途, 以及商业用途。

声

明