


## D,L-精氨酸-d3 (D,L-Arginine-d3)

<http://cn.lumiprobe.com/p/d-l-arginine-d3>

D,L-精氨酸-2,3,3-d3 盐酸盐是一种稳定同位素标记的 L-精氨酸衍生物。D,L-精氨酸-d3 拟作为串联质谱 (MS-MS) 结合 UPLC、HPLC 或 GC定量 L-精氨酸的内标。



外观 白色固体

分子量 213.68

分子式  $C_6H_{11}D_3N_4O_2 \cdot HCl$

溶解度 在水里

质量控制 NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

储存条件 收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

法律声明 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。