


DBCO-TEG亚磷酰胺 (DBCO-TEG phosphoramidite)

<http://cn.lumiprobe.com/p/dbco-teg-phosphoramidite>

具有三乙二醇间隔臂的 DBCO-PEG4-亚磷酰胺, 用于合成 5' 端带有二苯并环辛炔 (DBCO) 的寡核苷酸。DBCO 修饰的寡核苷酸可通过无铜点击化学与叠氮化物偶联。



分子 708.84

量:

CAS 1527468-08-1

编

号:

分子 $C_{38}H_{53}N_4O_7P$

式:

质量 NMR^1H 和 ^{31}P (95%)

控

制:

储存 收到后 $-20^{\circ}C$ 避光保存 12 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

条

件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊

声 断、人类或动物用途, 以及商业用途。

明: