


DBCO-TEG亚磷酰胺 (DBCO-TEG-phosphoramidite)

<http://cn.lumiprobe.com/p/dbco-teg-phosphoramidite>

具有三乙二醇间隔臂的 DBCO-PEG4-亚磷酰胺，用于合成 5' 端带有二苯并环辛炔 (DBCO) 的寡核苷酸。DBCO 修饰的寡核苷酸可通过无铜点击化学与叠氮化物偶联。



外观:

分子 708.84

量:

CAS 1527468-08-1

编号:

分子 $C_{38}H_{53}N_4O_7P$

式:

溶解度:

质量

控制:

制:

NMR 1H 和 ^{31}P (95%)

储存

条件:

收到后

条件:

法律

声明:

稀

释

剂:

偶

联

条

件:

切

割

条

件:

稀

释

剂:

偶

联

条

件:

切

割

条

件: