


## DBCO-TEG亚磷酰胺 (DBCO-TEG-phosphoramidite)

<http://cn.lumiprobe.com/p/dbco-teg-phosphoramidite>

具有三乙二醇间隔臂的 DBCO-PEG4-亚磷酰胺, 用于合成 5' 端带有二苯并环辛炔 (DBCO) 的寡核苷酸。

DBCO 修饰的寡核苷酸可通过无铜点击化学与叠氮化物偶联。



外观:  
分子  
量:  
CAS  
编号:  
分子  
式:  
溶解  
度:  
质量  
控制:  
储存  
条件:  
法律  
声明:

708.84

CAS 1527468-08-1

编号:

分子式:  $C_{38}H_{53}N_4O_7P$

溶解度:

质量控制:

NMR  $^1H$  和  $^{31}P$  (95%)

收到后 -20°C 避光保存 12 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。