



FAM 炔烃, 5-异构体 (FAM alkyne, 5-isomer)

<http://cn.lumiprobe.com/p/fam-alkyne-5>

用于铜催化点击化学的 FAM (荧光素) 炔烃, 高纯度 (97+%) 5-异构体。该化合物具有显著的水溶性。



外观: 黄色固体

分子 413.38

量:

CAS 510758-19-7

编号:

分子 $C_{24}H_{15}O_6N$

式:

溶解

度:

质量

控制:

储存 储存: 收到后在 $-20^{\circ}C$ 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下可保存最多 3 周。避免长时间暴露在光线下。

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

激发/ 492

吸收

极大

值,

纳米:

ϵ , 摩

尔吸

光系

数 σ^2

发射 517

极大

值,

纳米:

荧光 0.93

量子

产率:

CF_{260} : 0.22

CF_{280} : 0.17