



## HEX羧酸, 6-异构体 (HEX carboxylic acid, 6-isomer)

<http://cn.lumiprobe.com/p/hex-carboxylic-acid-6>

六氯荧光素 (HEX) 是荧光染料荧光素的六氯化衍生物。 HEX 标记的寡核苷酸用于 PCR, HEX 通道被广泛用于多重 qPCR。

HEX 羧酸是 HEX 染料的非反应形式, 可用作涉及 HEX 染料偶联物实验中的内在参考标准。此外, 羧基可以使用碳二亚胺 (例如EDAC) 与肼、羟胺和胺反应。



外观: 橙色粉末

分子 582.99

量:

分子  $C_{21}H_6Cl_6O_7$

式:

溶解 适用于 DMSO、DMF、甲醇和碱性溶液, 乙腈中有限

度:

质量 NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%)

控制:

储存 收到后在  $-20^{\circ}C$  黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。避免长时间暴露在光线下。

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

激发/ 533

吸收

极大

值,

纳米:

$\epsilon$ , 摩 87770

尔吸

光系

数  $m^2$

发射 549

极大

值,

纳米:

荧光 0.57

量子

产率:

$CF_{260}$ : 0.30

$CF_{280}$ : 0.13