


(C6) Hexanoyl-L-carnitine-d3

<http://cn.lumiprobe.com/p/hexanoyl-l-carnitine-d3>

(C6) Hexanoyl-L-carnitine-d3 is a derivative of the L-isomer of hexanoylcarnitine, in which three hydrogen atoms in the N-methyl group are replaced by deuterium, which allows it to be used as an internal standard for quantitative research.



外观: 白色固体

分子

量: 298.83

分子

式:

CAS 2483831-95-2

编号:

分子

式: $C_{13}H_{23}D_3ClNO_4$

溶解

度:

DMF、DMSO、乙醇

质量

控制:

NMR 1H 和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

储存

条件:

收到后在

-20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法律

声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途。

法律

声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途。

法律

声明: