


Iodo-PEG3-carboxylic acid

<http://cn.lumiprobe.com/p/i-peg3-carboxylic-acid>

A molecule containing carboxylic acid (COOH) group and alkyl iodide functional group.

Alkyl iodides are powerful alkylators. They react with a variety of nucleophiles, very active against thiol groups, amines, alcoholates, and phenolates.

This molecule allows performing a variety of conjugations via a flexible and hydrophilic PEG3 linker.



外观

分子 332.13

分子量

分子式 $C_9H_{17}IO_5$

溶解度

质量

控制

储存

条件

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明