

---

## Iodo-PEG3-iodide

<http://cn.lumiprobe.com/p/iodo-peg3-iodide>

PEG3 diiodide is a homobifunctional linker with two iodide functional groups which are very reactive against many nucleophiles like thiols, amines, alkoxy anions, etc. Can be used to synthesize hydrophilic symmetrical conjugates.

---

外观:

分子 369.97

量:

CAS 36839-55-1

编号:

分子  $C_6H_{12}I_2O_2$

式:

IUPAC 1,2-bis(2-iodoethoxy)ethane

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊断、人类或动物用途，以及商业用途。