


## (C5) Isovaleryl-L-carnitine-(trimethyl-d9)

<http://cn.lumiprobe.com/p/isovaleryl-l-carnitine-trimethyl-d9>

Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9) is a standard for the quantitative determination by MS/MS of C5 isovalerylcarnitine, C5:1 tiglicarnitine, C5OH/C4DC ratio 3-hydroxyisovalerylcarnitine/methylmaloncarnitine.



外观: 白色固体

分子

量: 290.83

重量:

CAS 203806-03-5

编号:

分子

式: C<sub>12</sub>H<sub>15</sub>D<sub>9</sub>ClNO<sub>4</sub>

溶解度:

DMF、DMSO、乙醇

质量

控制:

NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+ %, D: 98+ %)

储存

条件:

收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

法律声明: