


L-精氨酸 (L-Arginine)

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-arginine>

L-精氨酸, 或2-氨基-5-胍戊酸, 刺激体内垂体, 增加生长激素的分泌, 阻断生长抑制素的作用。精氨酸是内源性一氧化氮的前体, 由血管内皮细胞合成。



外观: 白色固体

分子量: 174.20

CAS 编号: 74-79-3

分子式: C₆H₁₄N₄O₂

溶解度: 在水中

质量控制:

储存条件:

收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

说明: