


## L-精氨酸 (L-Arginine)

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-arginine>

L-精氨酸, 或2-氨基-5-胍戊酸, 刺激体内垂体, 增加生长激素的分泌, 阻断生长抑制素的作用。精氨酸是内源性一氧化氮的前体, 由血管内皮细胞合成。



外观: 白色固体

分子

量: 174.20

分子

量:

CAS 74-79-3

编号:

分子

式: C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>

溶解

度: 在水中

质量

控制:

储存

条件:

收到

后在

-20°C

黑暗

条件

下可

保存

24

个月。

运输:

室温

下最

多可

保存

3

周。干

燥。

法律

声明:

本产

品仅

供研

究目

的提

供和

销售。

本产

品并

未

经

过食

品、

药品

、医

疗器

械、

化妆

品等

领域

的安

全性

和效

力测

试, 且

未

经

明

示或

暗

示授

权用

于其

他任

何用

途, 包

括但

不

限

于体

外诊

断、

人类

或动

物用

途, 以

及商

业用

途。