


## L-亮氨酸-d3 (L-Leucine-d3)

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-leucine-d3>

L-亮氨酸-5,5,5-d3 是一种稳定同位素标记的氨基酸 L-亮氨酸, 用于蛋白质的质谱 (MS) 定量测定和作为代谢研究中的示踪剂。



外观: 白色粉末

分子 134.19

量:

CAS 87828-86-2

编号:

分子 C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>D<sub>3</sub>NO<sub>2</sub>

式:

IUPAC (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentanoic acid

名称:

溶解 在水里

度:

质量 NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%)

控制:

储存 收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。