


## L-蛋氨酸 (硫甲基-d3) [L-Methionine (S-methyl-d3)]

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-methionine-s-methyl-d3>

L-蛋氨酸 (S-methyl-d3) 是氘标记的氨基酸, 其标记用于 NMR, 和用于蛋白质、多肽结构及动力学的研究。



外观: 白色粉末

分子 152.23

量:

CAS 13010-53-2

编号:

分子  $C_5H_8D_3NO_2S$

式:

IUPAC (2S)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid

名称:

溶解 在水里

度:

质量 NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

控制:

储存 收到后在  $-20^{\circ}C$  黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。