


L-鸟氨酸-d2 (L-Ornithine-d2)

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-ornithine-d2>

L-鸟氨酸-d2 是氘标记的氨基酸 L-鸟氨酸。氢等稳定重同位素可作为示踪剂用于药代动力学和代谢应用中的定量标记。



外 白色固体
观

分 134.18
子
量

分 C₅H₁₀D₂N₂O₂
子
式

溶 在水里
解
度

质 NMR ¹H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)
量
控
制

储 收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。
存
条
件

法 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊
律 断、人类或动物用途, 以及商业用途。
声
明