


L-苯丙氨酸 (环-d5) [L-Phenylalanine (ring-d5)]

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-phenylalanine-ring-d5>

L-Phenylalanine-d5 是含稳定同位素的苯丙氨酸, 可通过 NMR 分析方法研究代谢效应和蛋白质表达。



外观: 白色粉末

分子

量: 170.22

子

量:

CAS 56253-90-8

编

号:

分子式: C₉H₆D₅NO₂

溶

解度: 在水里

质

量控制: NMR ¹H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储

存

条件: 收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

法

律

声

明: 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

明: