


## L-酪氨酸 (环-d4) [L-Tyrosine (ring-d4)]

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-tyrosine-ring-d4>

L-酪氨酸-(苯基-d4) 是一种稳定同位素标记的芳香族氨基酸, L-酪氨酸。

带有苯环的氨基酸, 其中苯环上的四个氢原子被氘取代。



外观: 白色粉末

分子

量: 185.21

重量:

CAS 62595-14-6

编号:

分子式: C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>D<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>

溶解度:

在水里

质量

控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

储存

条件:

收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

法律

声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。