


L-酪氨酸 (环-d4) [L-Tyrosine (ring-d4)]

<http://cn.lumiprobe.com/p/l-tyrosine-ring-d4>

L-酪氨酸-(苯基-d4) 是一种稳定同位素标记的芳香族氨基酸, L-酪氨酸。

带有苯环的氨基酸, 其中苯环上的四个氢原子被氘取代。



外观: 白色粉末

分子量: 185.21

分子式:

CAS 62595-14-6

编号:

分子式: C₉H₈D₄NO₃

溶解度:

在水里

质量控制:

NMR ¹H 和 HPLC-MS (95+%、D: 98+%)

储存条件:

收到后 -20°C 避光保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存3周。干燥。

法律声明:

本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。