


Azide-PEG3-azide

<http://cn.lumiprobe.com/p/peg3-diazide-59559-06-7>

PEG3 (triethylene glycol) diazide (1,8-diazido-3,6-dioxaoctane) is a symmetrical bifunctional crosslinker bearing two azide groups.



外观:

分子量: 200.2

量:

CAS 编号: 59559-06-7

编号:

分子式: $C_6H_{12}N_6O_2$

式:

IUPAC 名称: 1,8-diazido-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis(2-azidoethoxy)ethane

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途。