


## PEG3-tetrazine

<http://cn.lumiprobe.com/p/peg3-tetrazine>

PEG3-tetrazine is a monoreactive derivative that allows a facile attachment of hydrophilic triethyleneglycol fragment (pegylation) by inverse electron demand Diels-Alder reaction (IEDDA) with strained olefins, such as trans-cyclooctenes, and some cyclooctynes.



外观:

分子量: 334.37

量:

分子式: C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>

式:

IUPAC 2-(2-(2-(6-Phenyl-1,2,4,5-tetraazin-3-yl)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol

名称:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律声明: 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。