

---

## QuDye dsDNA BR 试剂, 200× (QuDye dsDNA BR Reagent, 200×)

<http://cn.lumiprobe.com/p/qudye-dsdna-br-reagent>

QuDye dsDNA BR 试剂对 dsDNA 的选择性高于 ssDNA、RNA、游离核苷酸或蛋白质。200× 配方也是核酸定量 [QuDye dsDNA BR Assay Kit](#) 的一个组成部分, 适用于所有流行的 dsDNA 样品检测仪。

---

外观  
外 红橙色液体

质量  
NMR <sup>1</sup>H, HPLC-MS (95%)

控制  
质

储存  
条件  
储存: 收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 12 个月。运输: 室温下可保存最多 3 周。避免长时间暴露在光线下。干燥。

法律声明  
本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

声明