
随机(dN)10引物 [Random(dN)10 primer]

<http://cn.lumiprobe.com/p/random-dn-10-decamer>

随机引物或随机序列寡核苷酸可用作通过逆转录和逆转录PCR (RT-PCR)技术合成cDNA的通用引物。常用的寡核苷酸之一。

外 透明膜
观

储 收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

存
条
件

法 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

声
明