

Random(dN)10 primer

<http://cn.lumiprobe.com/p/random-dn-10-decamer>

A random decamer or random-sequence oligonucleotide can be used as a universal primer for cDNA synthesis by reverse transcription and reverse transcription PCR (RT-PCR) technique. One of the commonly used oligonucleotides.

外观

收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输: 室温下最多可保存 3 周。干燥。

储存条件

本产品仅供研究目的提供和销售。本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试, 且未经明示或暗示授权用于其他任何用途, 包括但不限于体外诊断、人类或动物用途, 以及商业用途。

声明