



## sulfo-Cyanine7 bis-NHS ester

<http://cn.lumiprobe.com/p/sulfo-cy7-bis-nhs-ester>

sulfo-Cyanine7 bis-NHS ester is a water-soluble, bifunctional cross-linker containing a core of near-infrared, water-soluble sulfo-Cyanine7, and two amine-reactive NHS ester groups.



外观:

分子 1041.23

量:

分子式:  $C_{50}H_{57}N_6KO_{14}S_2$

式:

溶解

度:

质量

控制:

储存

条件:

法律 本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试，且未经明示或暗示授权用于其他任何用途，包括但不限于体外诊断、人类或动物用途，以及商业用途。

激发/ 750

吸收

极大

值,

纳米:

$\epsilon$ , 摩 240600

尔吸

光系

数  $m^2$

发射 773

极大

值,

纳米:

荧光 0.24

量子

产率:

$CF_{260}$ : 0.04

$CF_{280}$ : 0.04